

Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind

Für Ersatzteillieferungen oder Anfragen zu unseren gelieferten Hilfsmitteln benötigen wir zwingend die Angabe der Seriennummer die mitsamt weiterer wichtiger Daten wie beispielsweise Sitzbreite, Sitztiefe etc. auf dem Typenschild Ihres Rollstuhls aufgedruckt ist.



Hinweis:

Ist ein Typenschild nur noch teilweise oder auch gar nicht mehr vorhanden oder nicht mehr leserlich, melden Sie Sich einfach bei uns. Wir senden Ihnen kostenfrei ein Neues zu.

Klicken Sie einfach auf eines der folgenden Modelle um zur Positionsbeschreibung Ihres Rollstuhlmodells zu gelangen...

Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind

Mio und Mio Carbon



Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite in Höhe der vorderen Traverse

Vector



Beim Vector finden Sie das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmen, ca. 3 cm von der letzten Bohrung entfernt

Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind

Jump alpha



Sie finden das Typenschild an der rechten Rahmenseite auf dem unteren Rahmenrohr neben der Kreuzstrebe

Jump beta



Sie finden das Typenschild an der rechten Rahmenseite, auf dem hinteren Rahmenrohr, oben

Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind

Kika



Sie finden das Typenschild an der hinteren Traverse, rechtsseitig

Tilty Vario



**Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr,
zwischen den Traversen**

Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind

Loop



Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, vor dem vorderen senkrechten Rahmenrohr


Tilty II



Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, zwischen den Traversen

Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind

Siro II



Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, ca. 2 rechts von der hinteren Rahmentraverse


Trend



Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, zwischen hinterem Rahmenrohr und Kreuzstrebe


Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind

Pablo mini



Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, vorne

Pablo II-III



Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, vorne