



# Loop<sup>SORG</sup>

HmVZNr.: 26.99.01.3034

mit 12"-Rädern: 26.99.01.1045

**S.ORG<sup>®</sup>**  
Rollstuhltechnik



■ **Loop<sup>SORG</sup>** ist das erste mitwachsende Sitzschalen-Untergestell (Rahmenbreite +4 cm, Rückenteil um 6 cm nach hinten, Sitzkeil um 5 cm und Beinstütze um 7 cm tiefenverstellbar)

■ **Loop<sup>SORG</sup>** ist kantelbar von -5° bis +35° oder von +2,5 bis +40°.

■ **Loop<sup>SORG</sup>** ist geeignet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (3 Größen mit diversen Rahmenbreiten, Belastung bis 120 kg).

■ Alle Parameter lassen sich feinstufig auf den Benutzer einstellen: Sitzhöhe, Sitzposition/Schwerpunkt, Abstand Fußplatte/n, Radstand etc.

■ **Loop<sup>SORG</sup>** hat eine umfangreiche Ausstattungspalette: diverse Beinstützenvarianten (u. a. dreidimensional frei einstellbar, abschwenk- und abnehmbar), Leichtgewichtsräder mit Trommelbremse in 12", 20", 22", 24", zweite Gasdruckfeder oder geschlossener Rahmen, Einhandhilfen etc.

■ **Loop<sup>SORG</sup>** steht für höchsten Patientennutzen und ein benutzerfreundliches Handling in bester handwerklicher Qualität - made in Germany.



