

## Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind

Für Ersatzteillieferungen oder Anfragen zu unseren gelieferten Hilfsmitteln benötigen wir zwingend die Angabe der Seriennummer die mitsamt weiterer wichtiger Daten wie beispielsweise Sitzbreite, Sitztiefe etc. auf dem Typenschild Ihres Rollstuhls aufgedruckt ist.



### Hinweis:

Ist ein Typenschild nur noch teilweise oder auch gar nicht mehr vorhanden oder nicht mehr leserlich, melden Sie Sich einfach bei uns. Wir senden Ihnen kostenfrei ein Neues zu.

**Klicken Sie einfach auf eines der folgenden Modelle um zur Positionsbeschreibung Ihres Rollstuhlmodells zu gelangen...**

**Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind**

**Mio und Mio Carbon**



**Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite in Höhe der vorderen Traverse**

**Vector**



**Beim Vector finden Sie das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmen, ca. 3 cm von der letzten Bohrung entfernt**

**Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind**

**Jump alpha**



**Sie finden das Typenschild an der rechten Rahmenseite auf dem unteren Rahmenrohr neben der Kreuzstrebe**

**Jump beta**



**Sie finden das Typenschild an der rechten Rahmenseite, auf dem hinteren Rahmenrohr, oben**

**Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind**

**Kika**



**Sie finden das Typenschild an der hinteren Traverse, rechtsseitig**

**Tilty Vario**



**Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, zwischen den Traversen**

**Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind**

**Loop**



**Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, vor dem vorderen senkrechten Rahmenrohr**


**Tilty II**



**Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, zwischen den Traversen**

**Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind**

**Siro II**



**Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, ca. 2 rechts von der hinteren Rahmentraverse**

**Trend**



**Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, zwischen hinterem Rahmenrohr und Kreuzstrebe**


**Typenschilder – wir zeigen Ihnen wo sie zu finden sind**

**Pablo mini**



**Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, vorne**

**Pablo II-III**



**Sie finden das Typenschild auf der rechten Rahmenseite am unteren Rahmenrohr, vorne**