

Loop Familie



Mitwachsende Kanteelrollstühle
und Sitzschalenuntergestelle
Positionierung neu gestalten



Das mitwachsende
Sitzschalen-Untergestell



Kanteelrollstuhl für die
individuelle Positionierung

Das Sitzschalen-Untergestell

HMV-Nr. 26.99.01.3034 / 26.99.01.1045 (12"-Variante)



Rückenhöhe
43 oder 58 cm



Sitztiefe
ab 32 cm
(+6 cm)



Max. Zuladung
120 kg



Antriebsradgrößen
12", 20" bis 24"



Lenkradgrößen
5", 5,5", 6", 7"



Kantelwinkel
-5° bis +35°
oder
+2,5° bis +40°



Auf einen Blick

- Sitzschalen-Untergestell für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Kantelbar von -5° bis +35° oder von +2,5° bis +40°
- Sitzhöhe, Sitzposition/Schwerpunkt, Abstand Fußplatte/n etc. lassen sich feinstufig auf den Anwender einstellen
- Alternativ mit 12"-Rädern erhältlich
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Behinderten-Transport-Wagen (BTW) nach ISO 7176-19




Kantelrollstuhl

für die individuelle Körperführung



Sitzbreite
30-48 cm
(+4 cm)



Rückenhöhe
30-60 cm
(+5 cm)



Sitztiefe
30-48 cm
(max. +6 cm)



Max. Zuladung
120 kg



Antriebsradgrößen
20"- 24"



Kantelwinkel
-3° bis max. +35°



Auf einen Blick

- Der kantelbare Rollstuhl für Jugendliche und Erwachsene
- Der verfügbare ERGO-Aufbau ermöglicht eine optimale, unterstützende und körpergerechte Positionierung
- Alternativ gibt es ausreichend Platz und Aufbaumöglichkeiten für eine individuell und speziell angepasste Sitzschale vom Fachhandel
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Behinderten-Transport-Wagen (BTW) nach ISO 7176-19



Eine Familie - zwei Modelle

Die Familie im Überblick:

	Loop ^{SORG}	Loop ^{SORG} RS
Sitztiefe (ST)	ab 32 cm	30 - 48 cm
Rückenhöhe (RH)	43 oder 58 cm	30 - 60 cm
Max. Zuladung	120 kg	120 kg
Antriebsradgröße	12", 20"- 24"	20" - 24"
Lenkradgrößen	5", 5,5", 6", 7"	5", 5,5", 6", 7"
Kantelung	✓	✓
Mitwachsend in Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe	✓	✓
Zum Transport im BTW nach ISO 7186 geeignet	✓	✓
Sitzschale vom Fachhandel notwendig	✓	

Ausstattungsbeispiele

Alle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie auf dem Bestellblatt des entsprechenden Rollstuhls



12"-Rad als Alternative zu 20", 22" oder 24"



Abschwenkbare und abnehmbare Beinsätze



Sitzschalenadapter mit Keilaufsatz (nur für Loop^{SORG})



Trommelbremse




Rücken komplett umklappbar



Lenk- und Schiebehilfe



ERGO-Rücken



Schiebebügel



ERGO-Knieführung

Und vieles mehr...