

Airon



Aktivrollstuhl

für Jugendliche und Erwachsene (ab Sitzbreite 28 cm)

Open frame Adaptivrollstuhl für aktive Fahrer



Airon

Sportlich, aktiv und anpassungsfähig

HMV-Nr. 18.50.03.6018



Sitzbreite
28-50 cm
(+2 cm mitwachsend)



Rückenhöhe
25-50 cm
(+5 cm mitwachsend)



Sitztiefe
32-50 cm
(in 1cm-Schritten bis
zu 3 cm mitwachsend)



Max. Zuladung
120 kg



Antriebsradgrößen
22" und 24"




Lenkradgrößen
5" und 6"



Ausstattungsbeispiele


Alle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie auf dem Bestellformular.




Rahmenform **GERADE**




Rahmenform **GEKRÖPFT**




Rahmenform **ABDUZIERT**



Abklappbare
Schiebegriffe



Rücken winkelverstellbar und
umklappbar (mit Einrastfunk-
tion zum leichteren Verladen)



Steckbare Seitenteile



Doppelgreifring



Utensilien- und
Kathetertaschen

Und
viele
mehr...

Weitere Merkmale

- Open frame Aktivrollstuhl für Jugendliche und Erwachsene ab einer Sitzbreite von 28 cm
- Umfangreiche Ausstattungs- und Einstellungsmöglichkeiten
- Doppelgreifreifen mit Trommelbrens- oder Standardnabe
- Individuelle Konfigurierbarkeit nach den Bedürfnissen des Nutzers
- Einstellbarer Aktivitätsgrad
- 3 Rahmenarten (gerade, nach außen abduziert oder nach innen gekröpft) sowie zwei Rahmenwinkel (90° und 100°) möglich
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19 (konfigurationsabhängig)