

# Eine Familie – zwei Modelle

Die Familie im Überblick:

	Vector	Vector BSA
Sitzbreite (SB)	26 - 46 cm (+4 cm)	30 - 46 cm (+4 cm)
Sitztiefe (ST)	28 - 50 cm (+4 cm)	34 - 50 cm (+4 cm)
Rückenhöhe (RH)	25 - 50 cm (+5 cm)	30 - 50 cm (+5 cm)
Max. Zuladung	120 kg	120 kg
Antriebsradgröße	22" - 26"	22" - 26"
Lenkradgrößen	4", 5", 5,5", 6", 7"	4", 5", 5,5", 6", 7"
Abduktion	✓	✓
Mitwachsend in Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe	✓	✓
Zum Transport im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19 geeignet	✓	✓
XL-Rahmen	✓	✓

## Ausstattungsbeispiele

Alle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie auf dem Bestellblatt des entsprechenden Rollstuhls



Anatomisches Kissen

Anpassbare Sitz- und Rückenbespannung

Doppelgreifring

Einstellbarer Radsturz

Rücken komplett umklappbar



Sonnenschutzdach

Bremse im Seitenteil integriert

Abschwenkbare Beinstützen (vector BSA)

Lenk- und Schiebehilfe

Und vieles mehr...

Vector-Familie Starrrahmenrollstühle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene



# Vector Familie



Aktivrollstühle für jede Altersklasse  
Aktiv, vielseitig und individuell



Vector

Der aktive Allrounder



Vector BSA

Aktivrollstuhl mit abschwenkbaren Beinstützen



# Vector

Allrounder und treuer Begleiter

HMV-Nr. 18.50.03.6004



Sitzbreite  
**26-46 cm**  
(+4 cm)



Rückenhöhe  
**25-50 cm**  
(+5 cm)



Sitztiefe  
**28-50 cm**  
(+4 cm)



Max. Zuladung  
**120 kg**



Antriebsradgrößen  
**22"- 26"**



Lenkradgrößen  
**4", 5", 5,5", 6", 7"**



## Auf einen Blick

- Starrrahmenrollstuhl für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Optimale Anpassung an die Bedürfnisse seiner Anwender von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter
- Variabel einstellbarer Radsturz
- Optimale Einstellung der Sitzeinheit
- Kinderleichtes Handling bei minimalem Kraftaufwand
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19 (konfigurationsabhängig)

# Vector BSA

Das Plus an Vielseitigkeit

HMV-Nr. 18.50.03.6005



Sitzbreite  
**30-46 cm**  
(+ 4 cm)



Rückenhöhe  
**30-50 cm**  
(+ 5 cm)



Sitztiefe  
**34-50 cm**  
(+ 4 cm)



Max. Zuladung  
**120 kg**



Antriebsradgrößen  
**22"- 26"**



Lenkradgrößen  
**4", 5", 5,5", 6", 7"**



## Auf einen Blick

- Der Starrrahmenrollstuhl mit abschwenkbaren Beinstützen
- Optimal für Jugendliche bis ins Erwachsenenalter
- Individuelle Anpassung an die Bedürfnisse seiner Anwender
- Optimale Einstellung der Sitzeinheit
- Variabel einstellbarer Radsturz
- hochschwenkbare Beinstütze möglich
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19 (konfigurationsabhängig)