



Sitzschalenuntergestell mit Kantelung, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Im Grundpreis enthalten:

- Sitzkantelung wahlweise von -5° bis +35° oder von +2,5° bis +40°
- Rahmen um 10cm abduziert
- Luft- oder pannensichere Bereifung
- Rücken von 90° bis 120° der Sitzschale anpassbar und nach vorne umlegbar
- Sitzbreite mitwachsend um +4 cm
- Trommelbremse vom Begleiter feststellbar

- Angebot
 Bestellung

Maximale Zuladung: 120 kg

Lieferadresse / Firmenstempel:	Rechnungsadresse: <input type="checkbox"/> wie Lieferadresse
Name:	Name:
Adresse:	Adresse:

Bestellangaben:	
Kommission/ internes Zeichen:	Datum:
Sachbearbeiter:	Unterschrift:

Bitte Modell wählen:



<input type="checkbox"/> Loop ^{SORG} mit Greifreifenantrieb Hilfsmittelnr. 26.99.01.1078	<input type="checkbox"/> Loop ^{SORG} 12"- bzw. 16"-Rädern Hilfsmittelnr. 26.99.01.1045
N° 137601 Grundpreis 2.795,- €	N° 137602 Grundpreis 2.795,- €

Preise exkl. der gesetzl. MwSt., gültig ab 07.01.2025 und bis auf Widerruf.

Rahmen Nutzbare Breite = Rahmenbreite + 4 cm (Maße siehe nächste Seite)			
Größe 1 (N° 1301), geeignet ab ST 32	Größe 2 (N° 1302), geeignet ab ST38	Größe 3 (N° 1303), geeignet ab ST44	Rückenhöhe
Rahmenbreite: <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 34 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 42 cm	Rahmenbreite: <input type="checkbox"/> 34 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 46 cm	Rahmenbreite: <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 50 cm	<input type="checkbox"/> 43 cm <input type="checkbox"/> 50 cm
N° 13..	N° 13..	N° 13..	


Rahmenausstattung	Rahmenbögen	Rahmen fest verschweißt	Unterschenkellänge
Zusatzgasdruckfeder <input type="checkbox"/> Ab Rahmenbreite 42 oder Zuladung >75kg ist die Zusatzgasdruckfeder erforderlich. Erst ab RB 38 möglich.	für geschlossenen Rahmen <input type="checkbox"/> Rahmenbögen für einen geschlossenen Rahmen. Die Beschichtung der Rahmenbögen erfolgt in der Rahmenfarbe. Erhöht die Rahmenstabilität	für erhöhte Verwindungssteifigkeit <input type="checkbox"/> Der Rahmen wird fest verschweißt Rahmen in der Breite nicht mitwachsend.	Bitte beide Maße angeben: 1. reale Unterschenkellänge des Benutzers : _____ cm 2. Stärke der Sitzschale _____ cm
N° 192501 398,- €	N° 597699 SR 375,- €	N° 597695 419,- €	

Rahmenfarben und Eloxal-Design-Paket			
Lackvarianten	Leicht metallisiert	Nicht metallisiert	Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)
<input type="checkbox"/> glänzend inkl. <input type="checkbox"/> matt Nicht bei Spezialfarben möglich	<input type="checkbox"/> Cremeweiß (17) <input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08) <input type="checkbox"/> Zinkgelb (02) <input type="checkbox"/> Dunkelblau (16) <input type="checkbox"/> Chromgelb (06) <input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15) <input type="checkbox"/> Reinorange (21) <input type="checkbox"/> Koboldgrün (33) <input type="checkbox"/> Karminrot (04) <input type="checkbox"/> Braungrau (35) <input type="checkbox"/> Pink (19) <input type="checkbox"/> Königsblau (32) <input type="checkbox"/> Pastellblau (20)	<input type="checkbox"/> Schwarz (31)	Starker Metallic-Effekt: <input type="checkbox"/> Silbermetallic (36) Oberfläche rau strukturiert: <input type="checkbox"/> Schwarz rau (27) Dormant Farben: <input type="checkbox"/> Firered (45) <input type="checkbox"/> Violett (50) Dormant Farbe mit Mehrpreis: <input type="checkbox"/> Nightblue (47) MP 99,- €
N° 1561 99,- €			

Design-Paket Farbeloxierung (Farbbeispiele für Eloxalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)		
<input type="checkbox"/> Eloxal Blau (01) <input type="checkbox"/> Eloxal Rot (02) <input type="checkbox"/> Eloxal Grün (03) <input type="checkbox"/> Eloxal Goldorange (04) <input type="checkbox"/> Eloxal Violett (05)	Folgende Teile werden eloxiert: Baugruppe Lenkrad (Gabeln, Abdeckkappen, Adapter, Halbschalen, Spurbreiterung), Profilrohrstützen des Schiebebügels, Gasdruckfederhalter, Greifringe Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeführten Konfiguration möglich	Einschränkungen: Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl, Maxgrepp-, PVC-, Doppel-, Noppen- oder ergonomischen Greifringen sowie bei Rädern mit Profilgreifringen) Profilrohrstützen sind im Eloxal-Design-Paket nur enthalten bei Auswahl Schiebebügel
N° 1573.. SR 295,- €		

Sitzsystem			
Sitzaufnahme	Sitzschalenadapter	Universalaufnahme f. Sitzschalenadapter von Fremdfirmen	Kindersicherung
<input checked="" type="checkbox"/> Sitzplatte mit Kantelungsfunktion bitte Kantelungswinkel wählen: <input type="checkbox"/> -5° bis +35° (..00) <input type="checkbox"/> +2,5° bis +40° (..01)	Universaladapter zweiteilig <input type="checkbox"/> für Rahmengröße 1 (..63) <input type="checkbox"/> für Rahmengröße 2+3 (..05)	<input type="checkbox"/> Universalaufnahme für Sitzschalenadapter von Fremdfirmen Passend für: - Berolka-aktiv - Rehatec - Schuchmann	<input type="checkbox"/> Kindersicherung am Auslösehebel der Sitzkantelung. Bei aktiven Kindern empfehlenswert!
N° 1927.. 0,- €	N° 19.. 299,- €	N° 196400 92,- €/St	N° 1940 63,- €

Rahmenbreite	Nutzbare Breite	Gesamtbreite	min. Sitztiefe
= Abstand zwischen den Außenkanten der oberen Rahmenrohre Der Rahmen kann um 4 cm in der Breite mitwachsen	= Abstand zwischen den Innenkanten des Kleiderschutzes Rahmenbreite + 4 cm	= Rahmenbreite + 26 cm bei 2° Radsturz mit Trommelbremsnabe (Achtung: Anbau von Rückhaltesystemen vergrößert die Gesamtbreite um 1 cm)	Rahmengröße 1 = ab 32 cm Rahmengröße 2 = ab 38 cm Rahmengröße 3 = ab 44 cm Rückenrohre bis 6 cm nach hinten versetzbar Beinstützen bis 10 cm nach vorne versetzbar



Die stets aktuellste Version dieses Bestellblatts mit den neuesten Angeboten finden Sie auf www.sorgrollstuhltechnik.de/downloadportal

Rückeneinheit				
Rückenwinkel	Rückenwinkel	Rückenführung Standard	Rückenführung Lang	Auslösung Rückenwinkel
<input type="checkbox"/> mechanisch einstellbar durch Raster von 90°-120°, nach vorne umlegbar <i>Achtung Kippgefahr! Sicherheitsrad erforderlich!</i>	<input type="checkbox"/> stufenlos winkelverstellbar durch Gasdruckfeder von 90°-120° und nach vorne umklappbar. Auslösung per Hebel an der Gasdruckfeder <i>Achtung Kippgefahr! Sicherheitsrad erforderlich!</i>	<input type="checkbox"/> Rückenführung mittig, für Sitzschale	<input type="checkbox"/> Rückenführung mittig, mit Anbauadapter z.B. für Sitzschalen mit einem physiologischen Drehpunkt	<input type="checkbox"/> Auslösung des Gasdruckfederrückens (N° 600308) mittels Handgriff und Bowdenzug montiert am Schiebepöbelgriff
N° 600305 0,- €	N° 600308 120,- €	N° 600310 245,- €	N° 600311 315,- €	N° 600309 45,- €

Beinstützen Fußplattentiefen 150 mm und 230 mm								
Standard Fußplatte durchgehend			winkelverstellbar Fußplatte durchgehend			winkelverstellbar Fußplatte geteilt		
Fußplatte durchgehend, nach hinten hochklappbar, Kniewinkel starr auf 90° <i>möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: 13-49 cm</i>			Fußplatte durchgehend, nach hinten hochklappbar, Kniewinkel verstellbar 80-180° <i>möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: 12-50 cm</i>			Fußplatten geteilt, nach hinten hochklappbar, Kniewinkel einstellbar von 80-180° <i>möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: 12-50 cm</i>		
Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis	Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis	Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 150mm	N° 405501	232,- €	<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 150mm	N° 405503	295,- €	<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 150mm	N° 405530	320,- €
<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 230mm	N° 405502	272,- €	<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 230mm	N° 405504	335,- €	<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 230mm	N° 405531	370,- €

Breitenanpassbare Fußplatte, in der Breite um bis zu 80 mm anpassbar (Modell- und konfigurationsabhängig)

Mehrpreisartikel für oben genannte Beinstützen.
 Durchgehende Fußplatte, Tiefe 230 mm. Bietet die Möglichkeit die max. nutzbare Breite individuell einzustellen.

Nur in Kombination mit N° 405502 u. 405504
Nicht in Kombination mit Fersenkante

N° 405514 **MP 165,- €**

Beinstützen Fußplattentiefe 150 mm				Beinstütze Genex	
durchgehend	geteilt	hochschwenkbar	Dynamische Beinstütze		
<input type="checkbox"/> Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar, Beinstütze komplett abnehmbar, nach außen wegschwenkbar und breitenverstellbar <i>möglicher Abstand Oberkante Sitz bis OK Fußplatte: 26-45 cm</i>	<input type="checkbox"/> Fußplatten geteilt, seitlich hochklappbar, Beinstütze komplett abnehmbar, nach außen wegschwenkbar und breitenverstellbar <i>möglicher Abstand Oberkante Sitz bis OK Fußplatte 26-45 cm</i>	Beinstütze hochschwenkbar, nach außen abschwenkbar, abnehmbar, Fußplatten geteilt a) möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte 23,5 - 39,5 cm b) Bereich Kniewinkel (0° bis 90°) c) Distanz Drehpunkt-Sitzplatte 126mm <input type="checkbox"/> mit TELESKOP-Verstellung <input type="checkbox"/> mit GASDRUCKFEDER-Verstellung	<input type="checkbox"/> Spezielle Federung für Fuß- und Beinbewegungen in alle Richtungen bei Tonusdysregulation. Fußplatte hochklappbar, Kniewinkel federnd gelagert Erst ab ST 40 cm möglich Möglicher Abstand Oberkante Sitz bis OK Fußplatte: 26-41 cm.		
N° 405507 320,- €	N° 405540 395,- €	N° 403751 580,- €	N° 403761 680,- €	N° 4053 SR 899,- €	

Zubehör für Beinstützen						
Verriegelung bei 90°		Fußschalen	Universalaufnahme	Wadenauflagen		
<input type="checkbox"/> für alle Beinstützen mit nach hinten hochklappbarer/ en Fußplatte/n		Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte <input type="checkbox"/> Größe 1 12,5 x 8 cm (...31) <input type="checkbox"/> Größe 2 14,5 x 10 cm (...32) <input type="checkbox"/> Größe 3 16,5 x 12 cm (...33)	<input type="checkbox"/> Beinstützenaufnahme für 15 x 15 mm Vierkantrohr. Nicht für SORG Beinstützen geeignet.	Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
N° 4009 64,- €				<input type="checkbox"/> für die Beinstützen N° 405501/02, 405503/04, 405530/31 und 4053 Fußplattentiefe 230mm wird empfohlen. Möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: ab 22 cm.	N° 403005	147,- €/St
<input type="checkbox"/> für Beinstütze (N° 405507)				<input type="checkbox"/> für die hochschwenkbaren Beinstützen N° 403751 / 61 Möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: ab 20 cm.	N° 403010	99,- €/St
N° 403910 80,- €	N° 4020.. 98,- €/P	N° 4006 127,- €		Bitte Montageseite(n) für gewählte Wadenauflage wählen. Montage vom Benutzer aus gesehen: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig (2 St.)		
N° 403715 78,- €	N° 405509 70,- €	N° 402015 116,- €/P				

Armlehnen und Schiebebügel

Armlehne	Armlehne	Armlehne	Schiebebügel
<input type="checkbox"/> an der Sitzschale montierbar, durch Raster höhenverstellbar, mit Armpolster 24cm <i>Armpolster ist lose beigelegt</i>	<input type="checkbox"/> an der Sitzschale montierbar, mit Armpolster 24 cm, stufenlos winkel- und höhenverstellbar <i>Armpolster ist lose beigelegt</i>	<input type="checkbox"/> am Rücken befestigt, hochschwenk-/höhenverstellbar mit Armpolster 24 cm	<input checked="" type="checkbox"/> winkelverstellbar, mit Metallgelenk Bitte wählen Sie die montierte Schiebehöhe: <input type="checkbox"/> Schiebehöhe STANDARD, (..02) Schiebehöhe ca. 90 - 100 cm (+ 15 cm bei RH 50 cm) <input type="checkbox"/> Schiebehöhe HOCH (..03) Schiebehöhe ca. 100 - 110 cm (+ 15 cm bei RH 50 cm) Schiebebügelform: Trapezform bis Sitzbreite 40 U-Form ab Sitzbreite 42
N° 452506 240,- €/P	N° 452204 220,- €/P	N° 453100 318,- €/P	N° 6531.. 120,- €

Bremse

Kniehebelbremsen	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Kniehebelbremse Standard	N° 352598	210,- €

Bremsen mit Begleiterfunktion

Feststellbremsen	Artikel-N°	Preis	Trommelbremse	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Kniehebelbremse, zusätzlich von Begleitperson per Bowdenzug bedienbar Nicht kombinierbar mit allen anderen aufgeführten Bremsen.	N° 352100	325,- €	<input checked="" type="checkbox"/> Nabenbetriebsbremse für Standard-, Profilgreifring und Leichtgewichtsräder, inklusive Bremshebel für den Begleiter	N° 220037	0,- €
<input type="checkbox"/> Feststellbremse vorne am Rahmen, ausschließlich von der Begleitperson per Bowdenzug bedienbar Nicht kombinierbar mit allen anderen aufgeführten Bremsen.	N° 352102	325,- €			

BITTE ANKREUZEN WENN KEINE TROMMELBREMSEN BENÖTIGT WERDEN
 Bitte mit Rädern mit Standard-Naben ausliefern (Bei dieser Auswahl ist **keine Trommelbremse montiert**).
 Standard-Räder (Felge / Speiche silber), luftbereit mit Aluminium-Greifring
 Auslieferung ohne Antriebsräder

Bremshebelverlängerung

Gerade (6cm Länge)	Artikel-N°	Preis	Kappe	Kugelknopf	Golfball
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung mit Kappe , 6cm lang	N° 3510	58,- €/P			
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung mit Kugelknopf , 6cm lang	N° 3512	68,- €/P			
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung mit Golfball , 6cm lang					
Gekröpft (12cm Länge)	Artikel-N°	Preis			
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung mit Kappe , 12cm lang	N° 3515	68,- €/P			
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung mit Kugelknopf , 12cm lang	N° 3516	78,- €/P			
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung mit Golfball , 12cm lang					

Antriebsräder 20"- 24"

Antriebsrad Standard	Antriebsrad mit Profilgreifring <i>Nur mit 22" und 24"</i>	Leichtgewichtsrads mit Trommelbrems-Nabe
<input type="checkbox"/> Allroundrad für Trommelbremse, silber Mehrgewicht bis zu ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Leichtgewichtsrädern	<input type="checkbox"/> Standardrad, silber, mit integriertem, gummiertem, schwarzem Profilgreifring. Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsgefahr der Finger. Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g pro Paar. Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g pro Paar.	<input type="checkbox"/> mit Trommelbrems-Nabe , schwarz, inkl. Aluminiumgreifring Gewichtersparnis bis zu 1,1 kg pro Paar im Vergleich zu Standard-Trommelbremsrädern
N° 21..30 0,- €	N° 21..32 96,- €/P	N° 21..81 130,- €/P

Antriebsräder 12" und 16"

12"-Räder Pannensicher	12"-Räder Luftbereit	16"-Räder (nur mit Trommelbrems-Nabe erhältlich)	16"	12"
<input type="checkbox"/> mit pannensicherer Bereifung und Standard-Nabe	<input type="checkbox"/> mit Luftbereifung und Standard-Nabe	<input type="checkbox"/> mit pannensicherer Bereifung und Trommelbrems-Nabe		
<input type="checkbox"/> mit pannensicherer Bereifung und Trommelbrems-Nabe	<input type="checkbox"/> mit Luftbereifung und Trommelbrems-Nabe	<input type="checkbox"/> mit Luftbereifung und Trommelbrems-Nabe		
N° 211240 0,- €	N° 211200 0,- €	N° 221640 88,- €/P		
N° 221240 0,- €	N° 221200 0,- €	N° 221600 88,- €/P		

Abbildungen ähnlich

Radgröße und Radsturz		Radschutz für Antriebsräder	
Radgröße	Radsturz	Lang	Kurz
Größe in Zoll: <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"	Radsturz <input type="checkbox"/> 2° (Standard) 0,- € Adapter für Radsturz 0° <input type="checkbox"/> 0° Nicht mit Doppelgreifring mit Trommelbremsnabe N°2615	<input type="checkbox"/> Radschutz lang für 20", 22" und 24" 	<input type="checkbox"/> Radschutz kurz für 16", 20", 22" und 24"
0,- €	N° 201515 MP 80,- €	N° 5210 220,- € / P	N° 5211 180,- € / P


Bereifung			Beispiele:	
Bezeichnung	Artikel-N°	Preis		
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard „Right Run“ 1" [2]	N° 20..13	0,- €	[3]	
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard 1 3/8" [3]	N° 20..21	0,- €	[6]	
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Performance „Marathon Plus“ 1" Nur in 22" und 24" möglich [4]	N° 20..12	76,- € / P	[4]	
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1" [5]	N° 23..11	0,- €	[5]	
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1 3/8" 1 3/8" nicht bei Leichtgewichtsrädern [6]	N° 23..21	0,- €	[2]	


Greifringe	
Montage	
<input type="checkbox"/> Standard / eng <input type="checkbox"/> Standard / weit <input type="checkbox"/> Hoch / eng <input type="checkbox"/> Hoch / weit Material: <input type="checkbox"/> Edelstahl (..01) <input type="checkbox"/> Alu (..75) <i>Bei 20" Edelstahl nur Anbau Hoch möglich Auswahl Standard oder Hoch nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern mit Trommelbremse</i>	 Greifringmontage Standard / eng Greifringmontage Hoch / eng Greifringmontage Standard / weit Greifringmontage Hoch / weit <input type="checkbox"/> Greifringe sehr nah an die Felge montiert, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger Nur für Standardräder und nur in Aluminium möglich
N° 30.. 0,- €	N° 3015 SR 142,- €

Doppelgreifring	
mit Trommelbremsnabe Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> Greifring für die Gegenseite Abstand der Greifringe <input type="checkbox"/> Standard 18mm (..11) <input type="checkbox"/> Eng 9mm (..12) Abstand ENG: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen
N° 2615 1.199,- €	N° 261435 153,- €
N° 26.. 0,- €	N° 26.. 0,- €

Speichenschutz	Speichenschutz Design Dekors	Nur für Radgrößen 20"-24"
Transparent <input type="checkbox"/> farblos (..00) Nur für Radgrößen 20"-24"	Bitte tragen Sie das gewünschte Modell des entsprechenden Herstellers ein: <input type="checkbox"/> www.speichen-schutz.de <input type="checkbox"/> www.wheelchairgadgets.com	
N° 25.. 172,- € / P	N° 25..26 FR 180,- €	N° 25..27 FR 180,- €



Lenkräder				
Standard PU	Design PU	Standard luftbereift	Standard Vollgummi	Design Vollgummi
Polyurethan, schwarz: <input type="checkbox"/> 5" N° 281515 Breite 26mm <input type="checkbox"/> 6" N° 281516 Breite 26mm <input type="checkbox"/> 5" N° 281505 Breite 37mm <input type="checkbox"/> 6" N° 281506 Breite 37mm Beispiel:	Polyurethan, transparent, mit LED-Leuchtdioden: <input type="checkbox"/> 5" N° 282005 Breite 25mm Beispiel:	Luftbereift, grau: <input type="checkbox"/> 6" N° 280006 Breite 30mm <input type="checkbox"/> 7" N° 280007 Breite 40mm Beispiel:	Vollgummi, grau: <input type="checkbox"/> 5" N° 281005 Breite 40mm <input type="checkbox"/> 5,5" N° 281055 Breite 40mm <input type="checkbox"/> 6" N° 281006 Breite 32mm <input type="checkbox"/> 7" N° 281007 Breite 35mm Beispiel:	Vollgummi, schwarz, mit Alufelge <input type="checkbox"/> 5" N° 283905 Breite 35mm <input type="checkbox"/> 6" N° 283906 Breite 35mm Beispiel:
0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Lenkradgabeln		Lenkradzubehör	
Standard Aluminium	Design Aluminium	Spurfixierung	Verriegelung
<input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert 	<input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel, farbig beschichtet Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.	<input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt	<input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur für Geradeausfahrt
N° 2826 0,- €	N° 2829 FR 70,- €/P	N° 2851 170,- €/P	N° 2850 210,- €/P

Therapietisch transparent			
Höhe und Distanz variabel, Tisch wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt.			
Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis	Beispiel:
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 1 (45 x 36 cm) 1 Maximale Distanz: 35 cm	N° 920710	325,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 2 (59 x 45 cm) 1 Maximale Distanz: 49 cm	N° 920711	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 3 (70 x 50 cm) 1 Maximale Distanz: 60 cm	N° 920712	370,- €	
Armpolster erforderlich. Tisch wird lose beigelegt. 1 Maximale Distanz zwischen den Armlehnenaufnahmen für eingesteckten Therapietisch			

Fußfixierung				
Artikelbezeichnung	Größe	Umfang U	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 1	1	15-20 cm	N° 781201	199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 2	2	19-23 cm	N° 781202	199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 4	4	24-28 cm	N° 781203	199,- €

Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ			
Kompatibilität Rückhalteösen mit Zusatzsystemen	Kraftknotensystem	Rückhalteösen	Beckengurt
Unbedingt ausfüllen wenn N° 585076 oder N° 58507610 gewählt wurde (Wird kein Kreuz gesetzt, erfolgt Lieferung ohne Kompatibilität mit Zusatzsystemen): <input type="checkbox"/> Lenk- u. Schiebehilfe (Rückhalteösen vorne) <input type="checkbox"/> Keine Kompatibilität gewünscht Achtung: Bei nachträglicher Montage einer Lenk- und Schiebehilfe müssen die Rückhalteösen ausgetauscht werden.	<input type="checkbox"/> Komplettsystem für Transport im KFZ (bestehend aus 4 Rückhalte-ösen und Beckengurt) Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.	<input type="checkbox"/> 4 Rückhalteösen für Transport im KFZ (ohne Beckengurt) Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.	<input type="checkbox"/> Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen
N° 585076 SR 469,- €	N° 58507610 SR 380,- €	N° 585060 SR 90,- €	

Rahmenoptionen/Zubehör				
Sicherheitsrad	Ankippbügel	Lenk- und Schiebehilfe	Spritzschutz	Verlängerung Radstand
wegschwenkbar Montage: <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> beidseitig	Montage: <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> beidseitig	<input type="checkbox"/> Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich, in Breite und Länge verstellbar, erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund, inkl. Aufbockhilfe 	<input type="checkbox"/> aus Kunststoff für Lenk- und Schiebehilfe 	<input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstands um 9,5 cm
N° 7215 145,- €/St	N° 7407 74,- €/St	N° 599520 SR 479,- €	N° 59951212 SR 85,- €	N° 7676 290,- €/P

Stück - St

Paar - P

Funktionsrabatt - FR

Mehrpreis - MP

Sonderbaurabatt - SR

Sitzbreite - SB

Sitztiefe - ST

Rückenhöhe - RH

Unterschenklänge - USL

Nabe - NB

Notizen:

Stück - St	Sonderbaurabatt - SR	Rückenhöhe - RH
Paar - P	Sitzbreite - SB	Unterschenkellänge - USL
Funktionsrabatt - FR	Sitztiefe - ST	Nabe - NB
Mehrpreis - MP		

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines, Geltungsbereich

- (1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehalten ausführen.
- (2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
- (3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- (4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als invitatio ad offerendum. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

4. Zahlungsbedingungen

- (1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.
- (2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitszinses nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch ein neues Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfristen werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

7. Höhere Gewalt

- (1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldete außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungs- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zuzurechnen sind.
- (2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungsschwerung in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinzunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unverpackt auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen Angieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. §433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffungsgarantie kann ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich oder höherwertige Lösungen vor.

11. Mängelhaftung/Gewährleistung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d. Haftung f. gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.

(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

(4) Eine Mängelhaftung ist ausgeschlossen, sofern es sich um Verschleißteile handelt. Hierunter fallen beispielsweise Dämpferelemente, Textilteile, Räder und Bremssteile.

(5) Ergänzende Regelungen finden sie in unserem Serviceheft bzw. Gebrauchsanweisung.

12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aushändigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der neu verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG-Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen und Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

- (1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern iSd. Handelsgesetzbuches, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.
- (2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Oktober 2024.

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG
Benzstraße 3-5, -68794 Oberhausen-Rheinhausen
fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de